

Τεστ Εγκυμοσύνης

Γρήγορη Ανίχνευση

- Ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας.
- Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά πριν κάνετε το τεστ.

1 Πριν ξεκινήσετε

Ίσως σας φανεί χρήσιμο να έχετε ένα ρολόι μαζί σας όταν κάνετε το τεστ.

Μπορείτε να κάνετε το τεστ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας από την ημέρα που περιμένετε την περίοδο σας.

Καπάκι **Άκρο που αλλάζει χρώμα**



2 Κάντε το τεστ

Όταν είστε έτοιμη να κάνετε το τεστ, αφαιρέστε το αλουμινένιο περιτύλιγμα και αφαιρέστε το καπάκι. Χρησιμοποιήστε το δοκιμαστικό στικ αμέσως.

Μπορείτε να κάνετε το τεστ απευθείας στη ροή των ούρων σας, ή σε ένα δείγμα των ούρων σας που έχετε συλλέξει σε ένα καθαρό, στεγνό δοχείο.

- Κρατήστε το άκρο που αλλάζει χρώμα με κατεύθυνση προς τα κάτω στη ροή των ούρων σας, ή μέσα το συλλεγμένο δείγμα ούρων, όπως φαίνεται στην εικόνα, για 5 ολόκληρα δευτερόλεπτα.
- Το άκρο που αλλάζει χρώμα θα γίνει αμέσως ροζ υποδεικνύοντας ότι γίνεται απορρόφηση ούρων. Πρέπει να συνεχίσετε να κρατάτε το άκρο που αλλάζει χρώμα μέσα στα ούρα για 5 ολόκληρα δευτερόλεπτα.

- Κρατήστε το άκρο που αλλάζει χρώμα με κατεύθυνση προς τα κάτω ή τοποθετήστε το δοκιμαστικό στικ σε επίπεδη επιφάνεια μέχρι να είστε έτοιμη να διαβάσετε το αποτέλεσμα και να εμφανιστεί μια μπλε γραμμή στο παράθυρο ελέγχου.



Πρέπει να συνεχίσετε να κρατάτε το άκρο που αλλάζει χρώμα μέσα στα ούρα για 5 ολόκληρα δευτερόλεπτα.

Αρχίστε να χρονομετρείτε 5 δευτερόλεπτα μόλις δείτε το άκρο που αλλάζει χρώμα να γίνεται ροζ.

Ροή των ούρων **5** Συλλεγμένο δείγμα

- Μπορείτε να επαναποθετήσετε το καπάκι.
- Εάν το άκρο που αλλάζει χρώμα δεν γίνει εντελώς ροζ, ανατρέξτε στην Ε5.

3
ΛΕΠΤΑ

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 3 ΛΕΠΤΑ. Καθώς το τεστ αρχίζει να λειτουργεί, θα δείτε να αναπτύσσεται(ονται) μια μπλε γραμμή(ές).

Παράθυρο αποτελέσματος **Παράθυρο ελέγχου**



Όχι Έγκυος

Έγκυος



Εάν το αποτέλεσμα σας είναι «Όχι Έγκυος» βλ. Ε10.

Εικόνα Α

Εικόνα Β

Εικόνα Γ

3 Διαβάστε το αποτέλεσμα σας

Μπορείτε να διαβάσετε το αποτέλεσμα σας στο παράθυρο αποτελέσματος.

Μια μπλε γραμμή πρέπει να είναι παρούσα στο παράθυρο ελέγχου όταν διαβάσετε το αποτέλεσμα σας. Αυτή η γραμμή δείχνει ότι το τεστ λειτουργήσε σωστά.

Ένα αποτέλεσμα «Έγκυος» μπορεί να εμφανιστεί σε 1 λεπτό όταν κάνετε το τεστ από την ημέρα που καθυστέρησε η περίοδός σας (η οποία είναι η ημέρα μετά την αναμενόμενη περίοδό σας).

Πρέπει να περιμένετε για 3 ολόκληρα λεπτά για να επιβεβαιώσετε ένα αποτέλεσμα «Όχι Έγκυος» (βλ. Ε8).

Αν δεν δείτε μια μπλε γραμμή στο παράθυρο ελέγχου το τεστ δεν λειτουργήσε (βλ. Ε6).

- Εάν το αποτέλεσμα σας είναι «Έγκυος» βλ. Ε11.
- Εάν εξακολουθείτε να αμφιβάλετε για το αποτέλεσμα σας, βλ. Ε7.

Δεν έχει σημασία εάν μια από τις γραμμές που αποτελούν το σύμβολο «+» είναι ανοιχτότερη ή σκορύτερη από την άλλη, το αποτέλεσμα είναι «Έγκυος».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Διαβάστε το αποτέλεσμα σας μέσα σε **10 λεπτά** αφού κάνετε το τεστ. Αγνοήστε τυχόν αλλαγές στο αποτέλεσμα σας μετά από αυτό το χρονικό σημείο.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

- 1 Πόσο ακριβές είναι το Clearblue;**
Το Clearblue είναι πάνω από 99% ακριβές στις εργαστηριακές εξετάσεις, όταν χρησιμοποιείται από την ημερήσια αναμενόμενη περίοδό σας.
- 2 Πώς λειτουργεί το Clearblue;**
Όταν είστε έγκυος, ο οργανισμός σας παράγει την ορμόνη της εγκυμοσύνης hCG (ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη). Η ποσότητα της hCG στο σώμα σας αυξάνεται κατά τα πρώιμα στάδια της εγκυμοσύνης. Η Γρήγορη Ανίχνευση Clearblue μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και ελάχιστες ποσότητες αυτής της ορμόνης στα ούρα σας (ή ευσταθιστή του test είναι 25 mIU/ml).
- 3 Δεν είμαι βέβαιη πότε να περιμένω την επόμενη περίοδό μου. Πώς γνωρίζω ότι κάνω το test τη σωστή στιγμή;**
Για να βρείτε την αναμενόμενη ημέρα έναρξης της περιόδου σας, υπολογίστε τη συνήθη διάρκεια του κύκλου σας μετρώντας τον αριθμό ημερών από την πρώτη ημέρα της περιόδου σας μέχρι την ημέρα πριν ξεκινήσει η επόμενη περίοδός σας.
 - Εάν έχετε ακανόνιστους κύκλους, λάβετε υπόψη το μεγαλύτερο κύκλο που είχατε τους τελευταίους μήνες πριν από το test.Εάν το αποτέλεσμα είναι «Οχι Έγκυος» και εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα εγκυμοσύνης, βλ. Ε10.
- 4 Μπορεί κάποιο φάρμακο ή κάποιες ιατρικές καταστάσεις να επηρεάσουν το αποτέλεσμα;**
 - Διαβάστε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για οποιοδήποτε φάρμακο λαμβάνετε πριν από τη διαεξαγωγή του test.
 - Τα φάρμακα γονιμότητας που περιέχουν hCG μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλανητικά αποτελέσματα (αυτά τα φάρμακα γονιμότητας χορηγούνται με ενέσιμη μορφή και η διαεξαγωγή του test σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη χορήγησή τους μπορεί να οδηγήσει σε ψευδές αποτέλεσμα «Έγκυος»).
 - Λοιπές θεραπευτικές γονιμότητας (όπως η κίτρινη κλομιφαίνη), παυσίπονα και ορμονικά αντισυλληπτικά (π.χ. αντισυλληπτικό χάπι) δεν επηρεάζουν κατά κανόνα το αποτέλεσμα.
 - Εάν έχετε πρόσφατα διακόψει τη χρήση ορμονικής αντισύλληψης ή χρησιμοποιείτε θεραπευτικές γονιμότητας, όπως κίτρινη κλομιφαίνη, ο κύκλος σας μπορεί να παρουσιάσει ανωμαλίες, με αποτέλεσμα να κάνετε το test πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε.
 - Εάν υπήρξε πρόσφατα έγκυος (ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε η κύηση) μπορεί να λάβετε ένα ψευδές αποτέλεσμα «Έγκυος».
 - Μια εξωμήτρια κύηση, οι ωοθηκικές κύστες, η εμμηνορροιακή και ορισμένες πολύ σπάνιες ιατρικές καταστάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραπλανητικά αποτελέσματα.
 - Εάν έχετε ένα αποτέλεσμα «Έγκυος», είναι πιθανό να διαπιστώσετε αργότερα ότι δεν είστε έγκυος λόγω φυσικής αποβολής της εγκυμοσύνης, η οποία μπορεί να συμβεί στα πρώιμα στάδια.Εάν τα αποτελέσματα του test είναι μη αναμενόμενα, θα πρέπει να τα συζητήσετε με το γιατρό σας.
- 5 Ώξη χρησιμοποιεί το test εγκυμοσύνης αλλά το άκρο που αλλάζει χρώμα δεν έχει γίνει εντελώς ροζ. Τι πρέπει να κάνω;**
Εάν το άκρο που αλλάζει χρώμα δεν έχει γίνει εντελώς ροζ, πιθανόν να μην έχει χρησιμοποιήσει αρκετή ποσότητα ούρων. Εάν ωστόσο εμφανιστεί η μπλε γραμμή στο παράθυρο ελέγχου μέσα σε 10 λεπτά, το test τότε έγινε σωστά. Αν δεν εμφανιστεί μπλε γραμμή στο παράθυρο ελέγχου μέσα σε 10 λεπτά από τη διαεξαγωγή του test, βλ. Ε6.
- 6 Έχω χρησιμοποιήσει το test εγκυμοσύνης αλλά δεν εμφανίστηκε μπλε γραμμή στο παράθυρο ελέγχου. Τι πρέπει να κάνω;**
Εάν δεν εμφανιστεί η μπλε γραμμή στο παράθυρο ελέγχου μέσα σε 10 λεπτά αφού κάνετε το test, τότε το test δεν λειτουργεί. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή:
 - Δεν κρατούσατε το άκρο που αλλάζει χρώμα προς τα κάτω ή δεν τοποθετήσατε το δοκιμαστικό stick σε επίπεδη επιφάνεια μετά την απορρόφηση των ούρων.

• Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ή ελάχιστη ποσότητα ούρων. **Πρέπει να λάβετε δείγμα για 5 δευτερόλεπτα.**

Θα πρέπει να επαναλάβετε το test, χρησιμοποιώντας ένα νέο δοκιμαστικό stick, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες. Μπορείτε να συλλέξετε ένα δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό, στεγνό δοχείο και να βυθίσετε μόνο το άκρο που αλλάζει χρώμα στα ούρα για 5 δευτερόλεπτα.

- 7 Τι να κάνω εάν δεν είναι σίγουρη για το αποτέλεσμα μου;**
 - Για να είναι το αποτέλεσμα σας «Έγκυος», πρέπει να υπάρχει μια μπλε γραμμή στο παράθυρο ελέγχου και ένα σύμβολο «+» στο παράθυρο αποτελέσματος μέσα σε 10 λεπτά από την εκτέλεση του test.Η εμφάνιση του συμβόλου «+» στο παράθυρο αποτελέσματος μπορεί να ποικίλει, ωστόσο, οι γραμμές που σχηματίζουν το σύμβολο «+» και η γραμμή στο παράθυρο ελέγχου πρέπει να έχουν παρόμοιο πλάτος (βλ. κόντες A-F).

Εικόνα A

Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί όταν είστε έγκυος και κάνετε το test περισσότερο από μερικές ημέρες μετά την καθυστέρηση σας, καθώς τα επίπεδα hCG είναι υψηλότερα.

Εικόνα B

Αυτό είναι ασυνήθιστο όταν είστε έγκυος και κάνετε το test την ημέρα καθυστέρησης σας ή γύρω από την ημέρα αυτή, καθώς τα επίπεδα hCG είναι ακόμα σχετικά χαμηλά.

Εικόνα Γ

Ακόμα και αν είναι αχνή, εξακολουθεί να υποδεικνύει αποτέλεσμα Έγκυος. Εάν εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε για το αποτέλεσμα σας, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 3 ημέρες για να επαναλάβετε το test, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες.

• Για να είναι το αποτέλεσμα σας «Οχι Έγκυος», πρέπει να υπάρχει μια μπλε γραμμή στο παράθυρο ελέγχου και ένα σύμβολο «-» (μειόν) στο παράθυρο αποτελέσματος μέσα σε 10 λεπτά από την εκτέλεση του test. Εάν το αποτέλεσμα σας είναι «Οχι Έγκυος» και εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα εγκυμοσύνης, βλ. Ε10.

- 8 Πότε μπορώ να διαβάσω το αποτέλεσμα;**

Ένα αποτέλεσμα «Έγκυος» μπορεί να εμφανιστεί μετά από 1 λεπτό όταν κάνετε το test από την ημέρα που καθυστέρησε η περιόδός σας (η οποία είναι η ημέρα μετά την αναμενόμενη περίοδό σας). Βεβαιωθείτε ότι μια μπλε γραμμή είναι επίσης παρούσα στο παράθυρο ελέγχου πριν να διαβάσετε το αποτέλεσμα σας. **Πρέπει να περιμένετε για 3 λεπτά** για να επιβεβαιώσετε ένα αποτέλεσμα «Οχι Έγκυος». Αν δεν εμφανιστεί μπλε γραμμή στο παράθυρο ελέγχου μέσα σε **10 λεπτά**, το test δεν λειτουργεί (βλ. Ε6).

- 9 Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει ορατό το αποτέλεσμα;**

Το αποτέλεσμα μπορεί να διαβαστεί οποιαδήποτε στιγμή από 3 έως 10 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά, οποιαδήποτε αλλαγή στο αποτέλεσμα σας θα πρέπει να αγνοηθεί.

- 10 Το test μου δείχνει «Οχι Έγκυος». Τι πρέπει να κάνω;**

Μπορεί να μην είστε έγκυος ή τα επίπεδα της ορμόνης της εγκυμοσύνης μπορεί να μην είναι αρκετά υψηλά ώστε να είναι ακόμα ανιχνεύσιμα ή μπορεί να μην υπολογίστηκε σωστά την ημέρα που περιμένετε την επόμενη σας περίοδο.

- Εάν κάνατε το test νωρίς, επαναλάβετε το test την ημέρα που αναμένετε την περίοδό σας.
- Εάν έχετε καθυστερήσει η περιόδός σας, επαναλάβετε το test μετά από 3 ημέρες. Εάν το αποτέλεσμα του test είναι και πάλι «Οχι Έγκυος» και εξακολουθείτε να μην έχετε περίοδο, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

- 11 Το test μου έδειξε ότι είμαι «Έγκυος». Τι πρέπει να κάνω;**

Εάν το test λέει ότι είστε έγκυος, θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό σας για να σας συμβουλευτείτε σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

www.clearblue.com

Σύμβουλοι διαθέσιμοι 09:00 – 17:00 Ώρα-Παρ, εκτός των αργιών.

Η διαχείριση της κλήσης σας θα γίνεται μέσω μεταφραστή.

210 300 1827 Οι κλήσεις χρεώνονται με τιμές αστικής κλήσης.

Όλες οι κλήσεις καταγράφονται και μπορεί να παρακολουθούνται για σκοπούς ποιότητας. Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το προϊόν και όλη τη συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των θηκών από φύλλο αλουμινίου, όταν καλείτε.

Για τα επόμενα βήματα, πληροφορίες και γενικές συμβουλές σχετικά με βήματα εγκυμοσύνης, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στο www.clearblue.com

Διανομή στην Ελλάδα: ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Αγίου Κωνσταντίνου 49, 15124 Μαρούσι Αθήνα Τηλ: 210 300 1827

	Κατασκευαστής		Μην το επαναχρησιμοποιείτε
	Κωδικός παρτίδας		In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή
	Ημερομηνία λήξης		Όριο θερμοκρασίας 2°C - 30°C

Για αυτοέλεγχό του σπiti.

Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.

Όχι για εξωτερική χρήση.

Μην το επαναχρησιμοποιείτε.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Φυλάξτε σε θερμοκρασία μεταξύ 2° - 30°C.

Αφίστε το test να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά πριν να το χρησιμοποιήσετε, εάν το είχατε φυλαγμένο στο ψυγείο.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει καταστραφεί το αλουμινένιο περιτύλιγμα.

Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

Πετάξτε με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Μην αποσυρμαριολογείτε τη συσκευή. Περιέχει μικρά μέρη.

Μην καταπιείτε κανένα εξάρτημα αυτής της συσκευής.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, ζητήστε ιατρική φροντίδα.



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Geneva, Ελβετία.

To Clearblue είναι εμπορικό σήμα της SPD.

© 2020 SPD. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

2300507.03 04-2020

CE
0123

